



BIOSOLTEC LTDA

Version: 1.0

FORMATO UNICO

01-01-2018

CRONOGRAMA DE MTTO DOTACION BIOMEDICA

Pagina 1 de 1

ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

NIT: 812000300

Descripcion	Localizacion	Periodicidad	Fecha A-M-D	Actividad
TERMOHIGROMETRO SERIAL: GM0409490 Nro ACTIVO: MARCA:GREN TECH MODELO:HTC-2	VALENCIA(VACUNACION)	Trimestral	2024-01-18	<ul style="list-style-type: none"> REVISION GENERAL REVISION DE DISPLAY REVISION DE CARCAZA REVISION DE BATERIAS REVISION DE BOTONES SELECTORES REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA VERIFICACION DE CALIBRACION LIMPIEZA GENERAL PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO SERIAL: GM0409485 Nro ACTIVO: MARCA:GREN TECH MODELO:HTC-2	VALENCIA(VACUNACION)	Trimestral	2024-01-18	<ul style="list-style-type: none"> REVISION GENERAL REVISION DE DISPLAY REVISION DE CARCAZA REVISION DE BATERIAS REVISION DE BOTONES SELECTORES REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA VERIFICACION DE CALIBRACION LIMPIEZA GENERAL PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
COMPRESOR SERIAL: HSCJPSRN-01 Nro ACTIVO: MARCA:CENTURY MODELO:1HP	PUESTO DE SALUD RIO NUEVO(ODONTOLOGIA)	Trimestral		<ul style="list-style-type: none"> REVISION GENERAL REVISION DE FILTROS DE AIRE RESVISION DE PISTONES, ANILLOS, BIELAS Y BALINERAS REVISION DE MOTOR ELECTRICO REVISION DE TANQUE RECOLECTOR DE AIRE REVISION DE CABLE DE PODER Y RED ELECTRICA LIMPIEZA GENERAL PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL SERIAL: HSCJRN-01 Nro ACTIVO: MARCA:VOYAGER MODELO:PORTATIL	PUESTO DE SALUD RIO NUEVO(ODONTOLOGIA)	Trimestral		<ul style="list-style-type: none"> REVISION GENERAL REVISION DE MALETA REVISION DE MOTOR ELÉCTRICO GENERADOR DE AIRE COMPRESOR PORTATIL REVISION DE VALVULAS DE AIRE, DE AGUA, CLIPER REVISION DE PEDAL ELÉCTRICO Y CABLE DE PODER REVISION DE LAMPARA DE LUZ FRIA REVISION DE ESCUPIDERA REVISION DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE REVISION DE JERINGA TRIPLE REVISION DE HOLDERS REVISION DE PIESA DE ALTA VELOCIDAD (PIEZA DE MANO) REVISION DE PIEZA DE BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR) LIMPIEZA GENERAL PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GLUCOMETRO	PUESTO DE SALUD REPOSO(CONSULTA EXTERNA)	Trimestral		<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN GENERAL REVISIÓN DE PUERTO DE ENTRADA DE TIRILLAS REVISIÓN DE BATERÍA REVISIÓN DE DISPALY REVISIÓN

SERIAL: M06528802 Nro ACTIVO: MARCA:NIPRO MODELO:TRUE RESULT				DE TECLADO • LIMPIEZA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA CON TALLIMETRO SERIAL: E11111-0171 Nro ACTIVO: MARCA:DETECTO MODELO:339	PUESTO DE SALUD REPOSO(CONSULTA EXTERNA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA PEDIATRICA SERIAL: 4231307080006 Nro ACTIVO: MARCA:TENSOMED MODELO:ACS-20B-YE	PUESTO DE SALUD REPOSO(CONSULTA EXTERNA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA ELECTRO-MECANICO • REVISION DE DISPLAY • REVISION DE BATERIAS • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA CON TALLIMETRO SERIAL: 402003570 Nro ACTIVO: MARCA:HEALTH O METER MODELO:402K	PUESTO DE SALUD REPOSO(CONSULTA EXTERNA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL SERIAL: 304133-M14906720048 Nro ACTIVO: MARCA:EDAN MODELO:SONOTRAX BASIC A	PUESTO DE SALUD REPOSO(CONSULTA EXTERNA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BATERIA Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE TRANSDUCTOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR
TENSIOMETRO ADULTO SERIAL: 141009014827 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:TYCOS	PUESTO DE SALUD REPOSO(CONSULTA EXTERNA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLOGICA SERIAL: HSCJPSR-01 Nro ACTIVO: MARCA:KROMADENT MODELO:BASE FIJA	PUESTO DE SALUD REPOSO(ODONTOLOGIA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE MÓDULO • REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE MOTOR DE SILLON • REVISION DE VALVULAS DE AIRE, DE AGUA, CLIPER • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE LAMPARA DE LUZ FRIA • REVISION DE ESCUPIDERA • REVISION DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE • REVISION DE JERINGA TRIPLE • REVISION DE

				HOLDERS • REVISION DE PIESA DE ALTA VELOCIDAD (PIEZA DE MANO) • REVISION DE PIEZA DE BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR) • REVISION DE COMPRESOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA CON TALLIMETRO SERIAL: 21203A Nro ACTIVO: MARCA:NO DATOS MODELO:120KG	PUESTO DE SALUD VILLANUEVA(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA DE PISO SERIAL: HSCJV-01 Nro ACTIVO: MARCA:BBG MODELO:160KG	PUESTO DE SALUD VILLANUEVA(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA ELECTRO-MECANICO • REVISION DE DISPLAY • REVISION DE BATERIAS • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA DE PISO SERIAL: 1000001799 Nro ACTIVO: MARCA:HEALTH O METER MODELO:100KG	PUESTO DE SALUD VILLANUEVA(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA ELECTRO-MECANICO • REVISION DE DISPLAY • REVISION DE BATERIAS • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEBULIZADOR SERIAL: D2281333 Nro ACTIVO: MARCA:DEVILBISS MODELO:5650D	PUESTO DE SALUD VILLANUEVA(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE FILTRO • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y BOMBA DE AIRE • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE SWICH ON / OFF • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL SERIAL: 304133-M14906720023 Nro ACTIVO: MARCA:EDAN MODELO:SONOTRAX BASIC A	PUESTO DE SALUD VILLANUEVA(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BATERIA Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE TRANSDUCTOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS SERIAL: HSCJV-03 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:13010	PUESTO DE SALUD VILLANUEVA(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO • REVISION DE MANGO PORTA BATERIAS • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE BATERIAS • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS SERIAL: HSCJV-02 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:13010	PUESTO DE SALUD VILLANUEVA(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral	<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO • REVISION DE MANGO PORTA BATERIAS • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE BATERIAS • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO ADULTO SERIAL: 110930170213 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:TYCOS	PUESTO DE SALUD VILLANUEVA(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral	<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA PEDIATRICA SERIAL: 9412391 Nro ACTIVO: MARCA:DETECTO MODELO:2431UN	PUESTO DE SALUD VILLANUEVA(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral	<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLOGICA SERIAL: 6631 Nro ACTIVO: MARCA:KROMADENT MODELO:BASE FIJA	PUESTO DE SALUD VILLANUEVA(ODONTOLOGIA)	Cuatrimestral	<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE MÓDULO • REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE MOTOR DE SILLON • REVISION DE VALVULAS DE AIRE, DE AGUA, CLIPER • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE LAMPARA DE LUZ FRIA • REVISION DE ESCUPIDERA • REVISION DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE • REVISION DE JERINGA TRIPLE • REVISION DE HOLDERS • REVISION DE PIEZA DE ALTA VELOCIDAD (PIEZA DE MANO) • REVISION DE PIEZA DE BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR) • REVISION DE COMPRESOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO ADULTO SERIAL: 111114212152 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:TYCOS	PUESTO DE SALUD MATA DE MAIZ(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral	<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS SERIAL: 13010MM-1 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:13010	PUESTO DE SALUD MATA DE MAIZ(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral	<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO • REVISION DE MANGO PORTA BATERIAS • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE BATERIAS • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS SERIAL: 13010MM-2 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:13010	PUESTO DE SALUD MATA DE MAIZ(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral	<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO • REVISION DE MANGO PORTA BATERIAS • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE BATERIAS • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO ADULTO SERIAL: 151130145648 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:TYCOS	PUESTO DE SALUD MATA DE MAIZ(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral	<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO ADULTO SERIAL: 140715134517 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:TYCOS	PUESTO DE SALUD MATA DE MAIZ(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral	<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL SERIAL: 304133-M14701200070 Nro ACTIVO: MARCA:EDAN MODELO:SONOTRAX BASIC A	PUESTO DE SALUD MATA DE MAIZ(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral	<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BATERIA Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE TRANSDUCTOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR
GLUCOMETRO SERIAL: M06528831 Nro ACTIVO: MARCA:NIPRO MODELO:TRUE RESULT	PUESTO DE SALUD MATA DE MAIZ(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral	<ul style="list-style-type: none"> • REVISIÓN GENERAL • REVISIÓN DE PUERTO DE ENTRADA DE TIRILLAS • REVISIÓN DE BATERÍA • REVISIÓN DE DISPALY • REVISIÓN DE TECLADO • LIMPIEZA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA CON TALLIMETRO SERIAL: 4020041982 Nro ACTIVO: MARCA:HEALTH O METER MODELO:200KG	PUESTO DE SALUD MATA DE MAIZ(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral	<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA CON TALLIMETRO SERIAL: E11011-0022 Nro ACTIVO:	PUESTO DE SALUD MATA DE MAIZ(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral	<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

MARCA:DETECTO MODELO:339				
UNIDAD ODONTOLOGICA SERIAL: UOPSM-01 Nro ACTIVO: MARCA:KROMADENT MODELO:BASE FIJA	PUESTO DE SALUD MATA DE MAIZ(ODONTOLOGIA)	Cuatrimestral		<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE MÓDULO • REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE MOTOR DE SILLON • REVISION DE VALVULAS DE AIRE, DE AGUA, CLIPER • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE LAMPARA DE LUZ FRIA • REVISION DE ESCUPIDERA • REVISION DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE • REVIISON DE JERINGA TRIPLE • REVISION DE HOLDERS • REVISION DE PIESA DE ALTA VELOCIDAD (PIEZA DE MANO) • REVISION DE PIEZA DE BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR) • REVISION DE COMPRESOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLOGICA SERIAL: 17146 Nro ACTIVO: MARCA:TEXVO MODELO:STANDAR	VALENCIA(ODONTOLOGIA)	Trimestral		<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE MÓDULO • REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE MOTOR DE SILLON • REVISION DE VALVULAS DE AIRE, DE AGUA, CLIPER • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE LAMPARA DE LUZ FRIA • REVISION DE ESCUPIDERA • REVISION DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE • REVIISON DE JERINGA TRIPLE • REVISION DE HOLDERS • REVISION DE PIESA DE ALTA VELOCIDAD (PIEZA DE MANO) • REVISION DE PIEZA DE BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR) • REVISION DE COMPRESOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLOGICA SERIAL: 17149 Nro ACTIVO: MARCA:TEXVO MODELO:STANDAR	VALENCIA(ODONTOLOGIA)	Trimestral		<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE MÓDULO • REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE MOTOR DE SILLON • REVISION DE VALVULAS DE AIRE, DE AGUA, CLIPER • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE LAMPARA DE LUZ FRIA • REVISION DE ESCUPIDERA • REVISION DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE • REVIISON DE JERINGA TRIPLE • REVISION DE HOLDERS • REVISION DE PIESA DE ALTA VELOCIDAD (PIEZA DE MANO) • REVISION DE PIEZA DE BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR) • REVISION DE COMPRESOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AMALGAMADOR SERIAL: AML13-24946 Nro ACTIVO: MARCA:MILLENIUM MODELO:MILLENIUM 2000	VALENCIA(ODONTOLOGIA)	Trimestral		<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE CUCHARILLAS PORTA AMALGAMA • REVISION DE CARCAZA Y TAPA • REVISION DE MOTOR ELECTRICO • REVISION DE DISPLAY DE CONTROL DE FUNCIONES • REVISION DE TIMER • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE SWICH ON / OFF • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AMALGAMADOR SERIAL: AML17-27987 Nro ACTIVO: MARCA:MILLENIUM	VALENCIA(ODONTOLOGIA)	Trimestral		<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE CUCHARILLAS PORTA AMALGAMA • REVISION DE CARCAZA Y TAPA • REVISION DE MOTOR ELECTRICO • REVISION DE DISPLAY DE CONTROL DE FUNCIONES • REVISION DE TIMER • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE SWICH ON / OFF • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE

MODELO:MILLENIUUM 2000				FUNCIONAMIENTO
EQUIPOS DE RAYOS X PERIAPICAL SERIAL: 70M1-110-110V Nro ACTIVO: MARCA:FIAD MODELO:ELITY-90	VALENCIA(ODONTOLOGIA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE TUBO GENERADOR DE RX • REVISION DE DISPARADOR • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BRAZO ARTICULADO • REVISION DE TEMPORIZADOR - TIMER • REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA • REVISION DE CABLE DE PODER • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO SERIAL: 24209 Nro ACTIVO: MARCA:HALTHEN MODELO:TTH-002	VALENCIA(ODONTOLOGIA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE DISPLAY • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BATERIAS • REVISION DE BOTONES SELECTORES • REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA • VERIFICACION DE CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
COMPRESOR SERIAL: 0003569912 Nro ACTIVO: MARCA:SCHULZ MODELO:CSD 5	VALENCIA(ODONTOLOGIA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE FILTROS DE AIRE • RESVISION DE PISTONES, ANILLOS, BIELAS Y BALINERAS • REVISION DE MOTOR ELECTRICO • REVISION DE TANQUE RECOLECTOR DE AIRE • REVISION DE CABLE DE PODER Y RED ELECTRICA • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL SERIAL: 5971009337 Nro ACTIVO: MARCA:HEALTH O METER MODELO:597KL	VALENCIA(ODONTOLOGIA)	Trimestral		REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRIFUGA SERIAL: 13196 Nro ACTIVO:0159 MARCA:INDULAB MODELO:C-04	VALENCIA(LABORATORIO)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE DE SENSOR DE VELOCIDAD • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE MOTOR ELECTRICO • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE SWICH ON / OFF Y TEMPORIZADOR • REVISION DE TAPA • REVSION DE CARBONES DEL MOTOR • REVISION DE PORTA TUBOS • MEDICION DE VELOCIDAD CON TACÓMETRO DIGITAL • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AGITADOR MAZZINE SERIAL: 14944 Nro ACTIVO: MARCA:INDULAB MODELO:TA-09	VALENCIA(LABORATORIO)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE CARCAZA Y CHASIS • REVISION DE MOTOR ELECTRICO • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE SWICH ON / OFF Y TEMPORIZADOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CONTADOR DE CELULAS SERIAL: M0285	VALENCIA(LABORATORIO)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE TECLADO • REVISION Y LUBRICACION DE PARTES MECANICAS • REVISION DE CARCAZA •

Nro ACTIVO:0148 MARCA:NO DATOS MODELO:MECANICO				LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROCENTRIFUGA SERIAL: 13197 Nro ACTIVO:0157 MARCA:INDULAB MODELO:CT1-D	VALENCIA(LABORATORIO)	Trimestral		• REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE SWICH ON / OFF Y TEMPORIZADOR • REVISION DE TAPA • REVISION DE CARBONES DEL MOTOR • REVISION DE PLATO PORTA CAPILARES • MEDICION DE VELOCIDAD CON TACÓMETRO DIGITAL • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO SERIAL: OE86249 Nro ACTIVO: MARCA:OLYMPUS MODELO:CX21FS1	VALENCIA(LABORATORIO)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE FILTRO DE LUZ • REVISION DE CHASIS • REVISION DE TORNILLO MACRO Y MICRO • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE SWICH ON / OFF • REVISION DE POTENCIOMETRO VARIADOR DE LUZ • REVISION DE BOMBILLO • REVISION DE OCULARES • REVISION DE OBJETIVOS • REVISION Y LUBRICACION DE PORTA OBJETO • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BAÑO SEROLOGICO SERIAL: 860342 Nro ACTIVO: MARCA:MEMMERT MODELO:W270	VALENCIA(LABORATORIO)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMERGIBLE • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA • REVISION DE TEMPORIZADOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO SERIAL: 24220 Nro ACTIVO: MARCA:HALTHEN MODELO:TTH-002	VALENCIA(LABORATORIO)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE DISPLAY • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BATERIAS • REVISION DE BOTONES SELECTORES • REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA • VERIFICACION DE CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA SERIAL: TH-12009125 Nro ACTIVO: MARCA:MINDRAY MODELO:BC-30S	VALENCIA(LABORATORIO)	Trimestral		REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA LCD • REVISION DE CARCAZA • LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE TECLADO • REVISION DE BATERIAS RECARGABLES (SI LAS TIENE) • LIMPIEZA DE PUERTOS • REVISIÓN DE MANGUERAS SILICONADAS • REVISIÓN DE FILROS • REVISIÓN DE BOMBILLO • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ANALIZADOR DE QUIMICA SERIAL: 831054636 Nro ACTIVO: MARCA:BIOSYSTEM MODELO:A15	VALENCIA(LABORATORIO)	Trimestral		REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA LCD • REVISION DE CARCAZA • LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE TECLADO • REVISION DE BATERIAS RECARGABLES (SI LAS TIENE) • LIMPIEZA DE PUERTOS • REVISIÓN DE MANGUERAS SILICONADAS • REVISIÓN DE FILROS • REVISIÓN DE BOMBILLO • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

LAMPARA DE FOTOCURADO SERIAL: L1980494BC Nro ACTIVO: MARCA:CURING LIGHT MODELO:B CURE	VALENCIA(ODONTOLOGIA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE FILTRO • REVISION DE FIBRA OPTICA • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE TEMPORIZADOR - TIMER • REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA • REVISION DE CABLE DE PODER • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE SERIAL: 1800-0109 Nro ACTIVO:0908 MARCA:AUTOMAT MODELO:1800	VALENCIA(ESTERILIZACION)			REVISION GENERAL • REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMERGIBLE • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE PUERA Y EMPAQUE • REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA • REVISION DE ALARMAS • REVISION DE VALVULA DE SEGURIDAD • REVISION DE TANQUE DE AGUA • REVISION DE VALVULAS SELENOIDES DE AGUA Y VAPOR • REVISION DE TEMPORIZADOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROPIPETA SERIAL: 0B1112123 Nro ACTIVO: MARCA:BOECO MODELO:5-50UL	VALENCIA(LABORATORIO)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION Y LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION • LIMPIEZA INTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROPIPETA SERIAL: YM214AM0020380 Nro ACTIVO: MARCA:DLAB MODELO:100-1000UL	VALENCIA(LABORATORIO)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION Y LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION • LIMPIEZA INTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SCALER SERIAL: A9912126 Nro ACTIVO: MARCA:NSK MODELO:VARIOS 370	VALENCIA(ODONTOLOGIA)	Trimestral		REVISION GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REVISION DE PIEZA DE MANO, VERIFICACION DE FRECUENCIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERA
AUTOCLAVE SERIAL: 1800-0107 Nro ACTIVO: MARCA:AUTOMAT MODELO:1800	VALENCIA(ESTERILIZACION)	Trimestral		REVISION GENERAL • REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMERGIBLE • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE PUERA Y EMPAQUE • REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA • REVISION DE ALARMAS • REVISION DE VALVULA DE SEGURIDAD • REVISION DE TANQUE DE AGUA • REVISION DE VALVULAS SELENOIDES DE AGUA Y VAPOR • REVISION DE TEMPORIZADOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA PISO SERIAL: HSCJCEH-01 Nro ACTIVO: MARCA:KINLEE	VALENCIA(URGENCIAS OBSERVACION)	Trimestral	2024-05-29	REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

MODELO:597KL				
BASCULA PEDIATRICA DIGITAL SERIAL: 5220005387 Nro ACTIVO: MARCA:HEALTH O METER MODELO:522KL	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA PYM N°1)	Trimestral	2024-01-18	REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL SERIAL: 304133-M14906720049 Nro ACTIVO: MARCA:EDAN MODELO:SONOTRAX BASIC A	PUESTO DE SALUD MIELES(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BATERIA Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE TRANSDUCTOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR
GLUCOMETRO SERIAL: M06528899 Nro ACTIVO: MARCA:NIPRO MODELO:TRUE RESULT	PUESTO DE SALUD MIELES(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISIÓN GENERAL • REVISIÓN DE PUERTO DE ENTRADA DE TIRILLAS • REVISIÓN DE BATERÍA • REVISIÓN DE DISPALY • REVISIÓN DE TECLADO • LIMPIEZA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO ADULTO SERIAL: 150211215157 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:TYCOS	PUESTO DE SALUD MIELES(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS SERIAL: HSCJM-05 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:13010	PUESTO DE SALUD MIELES(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO • REVISION DE MANGO PORTA BATERIAS • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE BATERIAS • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA DE PISO SERIAL: HSCJM-04 Nro ACTIVO: MARCA:BBG MODELO:160KG	PUESTO DE SALUD MIELES(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA ELECTRO-MECANICO • REVISION DE DISPLAY • REVISION DE BATERIAS • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA DE PISO	PUESTO DE SALUD	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA ELECTRO-MECANICO •

SERIAL: HSCJM-03 Nro ACTIVO: MARCA:SOEHNLE MODELO:160KG	MIELES(CONSULTA EXTERNA)			REVISION DE DISPLAY • REVISION DE BATERIAS • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BALANZA PEDIATRICA SERIAL: HSCJM-02 Nro ACTIVO: MARCA:HEALTH O METER MODELO:MECANICA	PUESTO DE SALUD MIELES(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLOGICA SERIAL: HSCJM-01 Nro ACTIVO: MARCA:KROMADENT MODELO:BASE FIJA	PUESTO DE SALUD MIELES(ODONTOLOGIA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE MÓDULO • REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE MOTOR DE SILLON • REVISION DE VALVULAS DE AIRE, DE AGUA, CLIPER • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE LAMPARA DE LUZ FRIA • REVISION DE ESCUPIDERA • REVISION DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE • REVISION DE JERINGA TRIPLE • REVISION DE HOLDERS • REVISION DE PIESA DE ALTA VELOCIDAD (PIEZA DE MANO) • REVISION DE PIEZA DE BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR) • REVISION DE COMPRESOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO SERIAL: SHSE50801766 Nro ACTIVO: MARCA:CONTEC MODELO:ECG300G	VALENCIA(URGENCIAS OBSERVACION)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA LCD • REVISION DE TECLADO DE FUNCIONES • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE IMPRESORA TERMICA • REVISION Y LIMPIEZA DE SENSOR DE PAPEL • REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS • REVISION DE BATERIA RECARGABLE • REVISION DE CABLE DE 10 DERIVADAS CON SUS CHUPAS Y PINZAS • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR DE PACIENTE
BASCULA PEDIATRICA SERIAL: 3860003300 Nro ACTIVO:0497 MARCA:HEALTH O METER MODELO:386KGS-01	VALENCIA(URGENCIAS CONSULTORIO 1)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GLUCOMETRO SERIAL: 4286320210188816 Nro ACTIVO: MARCA:GLUCOQUICK MODELO:GD50	VALENCIA(URGENCIAS OBSERVACION)	Trimestral		• REVISIÓN GENERAL • REVISIÓN DE PUERTO DE ENTRADA DE TIRILLAS • REVISIÓN DE BATERÍA • REVISIÓN DE DISPALY • REVISIÓN DE TECLADO • LIMPIEZA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

TENSIOMETRO SERIAL: HSCJUI-01 Nro ACTIVO: MARCA:GMD DIAGNOSTIC MODELO:MANUAL	VALENCIA(SALA IRA)	Trimestral		REVISION GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REVISION DE S ISTEMA MECANICO, REVISION DE SENSORES DE OCLUSION, REVISION DE MOTOR, REVISION DE PULSADORES, REVISION DE ALARMAS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION
DOPPLER FETAL SERIAL: 560042-M19013860021 Nro ACTIVO: MARCA:EDAN MODELO:SONOTRAX BASIC A	VALENCIA(SALA DE PARTOS)	Trimestral		<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BATERIA Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE TRANSDUCTOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR
MONITOR FETAL SERIAL: CB3031078683DEH Nro ACTIVO:0324 MARCA:EDAN MODELO:CADENCE II	VALENCIA(SALA DE PARTOS)	Trimestral		<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA • REVISION DE TECLADO • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE TRANSDUCTORES • REVISIÓN DE IMPRESORA TÉRMICA • REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ALARMAS • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR
LAMPARA DE CALOR RADIANTE SERIAL: 22140902004 Nro ACTIVO: MARCA:NINGBO DAVID MEDICAL MODELO:HKN-9010	VALENCIA(SALA DE PARTOS)	Trimestral		<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE MÓDULO DE CONTROL DE TEMPERATURA • REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE CHASIS Y RUEDAS - FRENOS • REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA • REVISION DE ALARMAS • REVISION DEL ESTADO DE ACRILICOS LATERALES • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA PIELITICA SERIAL: 331 Nro ACTIVO:0325 MARCA:SURGILUX MODELO:BHS331	VALENCIA(SALA DE PARTOS)	Trimestral		<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE FILTRO • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE SELECTOR DE INTENSIDAD LUMINICA • REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA PEDIATRICA SERIAL: HSCJSP-05 Nro ACTIVO:0332 MARCA:DETECTO MODELO:20KG	VALENCIA(SALA DE PARTOS)	Trimestral		<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CIELITICA SERIAL: 2M007-M6-0011 Nro ACTIVO:0337 MARCA:BENQ	VALENCIA(SALA DE PARTOS)	Trimestral		<ul style="list-style-type: none"> • REVISION GENERAL • REVISION DE FILTRO • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE SELECTOR DE INTENSIDAD LUMINICA • REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

MODELO:DOELUX 6250				
BASCULA CON TALLIMETRO SERIAL: 20035363 Nro ACTIVO:0495 MARCA:DETECTO MODELO:402K	VALENCIA(SALA DE PARTOS)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECOGRAFO SERIAL: NK-38002063 Nro ACTIVO: MARCA:MINDRAY MODELO:DP-6900	VALENCIA(SALA DE PARTOS)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA • REVISION DE TECLADO • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE TRANSDUCTORES • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR
SUCCIONADOR DE SECRECIONES SERIAL: L1011 Nro ACTIVO:0516 MARCA:SMAF MODELO:SXT-5A	VALENCIA(SALA DE PARTOS)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION • REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE • REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO • REVISION DE MANOMETRO DE VACIO • PRUEBA DE FUGAS • REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA ELECTRICA DE PARTO SERIAL: HSCJSP-07 Nro ACTIVO:0330 MARCA:NO DATOS MODELO:ELECTRICA	VALENCIA(SALA DE PARTOS)	Trimestral		• REVISIÓN GENERAL • REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS • REVISIÓN DE FRENOS • REVISIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA • REVISIÓN CONTROL DE POSICIONES • LIMPIEZA GENERAL
CAMA ELECTRICA DE PARTO SERIAL: HSCJSP-06 Nro ACTIVO: MARCA:NO DATOS MODELO:ELECTRICA	VALENCIA(SALA DE PARTOS)	Trimestral		• REVISIÓN GENERAL • REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS • REVISIÓN DE FRENOS • REVISIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA • REVISIÓN CONTROL DE POSICIONES • LIMPIEZA GENERAL
TERMOHIGROMETRO SERIAL: GM0409483 Nro ACTIVO: MARCA:GREN TECH MODELO:HTC-2	VALENCIA(SALA DE PARTOS)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE DISPLAY • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BATERIAS • REVISION DE BOTONES SELECTORES • REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA • VERIFICACION DE CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR DE SIGNOS VITALES SERIAL: 360001-M20421940046	VALENCIA(SALA DE PARTOS)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA LCD • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE CONEXIONES

Nro ACTIVO: MARCA:EDAN MODELO:IM8				ELECTRONICAS INTERNAS • REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG • REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO SERIAL: HSCJ-UR04 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:GREEN LINE	VALENCIA(URGENCIAS REANIMACION)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE JUEGO DE VALVAS • REVISION DE MANGO PORTA BATERIA • REVISION DE BATERIAS • LIMPIEZA GENERAL
LARINGOSCOPIO SERIAL: HSCJ-UR03 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:GREEN LINE	VALENCIA(URGENCIAS REANIMACION)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE JUEGO DE VALVAS • REVISION DE MANGO PORTA BATERIA • REVISION DE BATERIAS • LIMPIEZA GENERAL
SUCCIONADOR DE SECRECIONES SERIAL: B15.15076 Nro ACTIVO: MARCA:SMAF MODELO:XY930D	VALENCIA(URGENCIAS REANIMACION)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION • REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE • REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO • REVISION DE MANOMETRO DE VACIO • PRUEBA DE FUGAS • REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR DE SIGNOS VITALES SERIAL: 360001-M2507020081 Nro ACTIVO: MARCA:EDAN MODELO:IM8	VALENCIA(URGENCIAS REANIMACION)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA LCD • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS • REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG • REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO ADULTO SERIAL: 21015969 Nro ACTIVO: MARCA:GMD DIAGNOSTIC MODELO:MANUAL	VALENCIA(URGENCIAS CONSULTORIO 2)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA DIGITAL SERIAL: 597T009455 Nro ACTIVO:0268 MARCA:HEALT O METER MODELO:597KL	VALENCIA(URGENCIAS CONSULTORIO 1)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS PARED SERIAL: HSCJ-UR7 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:777 WALL TRANSFORMER	VALENCIA(URGENCIAS CONSULTORIO 1)	Trimestral	• REVISION GENERAL • REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO • REVISION DE MANGO PORTA BATERIAS • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE BATERIAS • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO DE PARED SERIAL: 170240532 Nro ACTIVO: MARCA:RIESTER MODELO:BIG BEN QUARE	VALENCIA(URGENCIAS CONSULTORIO 1)	Trimestral	• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA CON TALLIMETRO SERIAL: E09911-.0092 Nro ACTIVO:0290 MARCA:DETECTO MODELO:339	VALENCIA(URGENCIAS CONSULTORIO 3)	Trimestral	• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS SERIAL: HSCJUR2 Nro ACTIVO:0278 MARCA:WELCH ALLYN MODELO:777 WALL TRANSFORMER	VALENCIA(URGENCIAS CONSULTORIO 2)	Trimestral	• REVISION GENERAL • REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO • REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE CABLE DE PODER - • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR DE SIGNOS VITALES SERIAL: 360001-M20421940017 Nro ACTIVO: MARCA:EDAN MODELO:IM8	VALENCIA(SALA IRA)	Trimestral	• REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA LCD • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS • REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG • REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO • REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA LCD • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS • REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG • REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR DE SECRECIONES SERIAL: 94552 Nro ACTIVO: MARCA:CA-MI	VALENCIA(SALA DE PARTOS)	Trimestral	• REVISION GENERAL • REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION • REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE • REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO • REVISION DE MANOMETRO DE VACIO • PRUEBA DE FUGAS • REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION • LIMPIEZA GENERAL •

MODELO:NEW ASPIRET				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR DE SIGNOS VITALES SERIAL: EV-35004941 Nro ACTIVO: MARCA:MINDRAY MODELO:IMEC12	VALENCIA(URGENCIAS REANIMACION)			REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA LCD • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS • REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG • REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO DE PARED SERIAL: 170240533 Nro ACTIVO: MARCA:RIESTER MODELO:BIG BEN QUARE	VALENCIA(URGENCIAS CONSULTORIO 2)	Trimestral		REVISION GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REVISION DE S ISTEMA MECANICO, REVISION DE SENSORES DE OCLUSION, REVISION DE MOTOR, REVISION DE PULSADORES, REVISION DE ALARMAS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION
BASCULA DIGITAL SERIAL: 597T009290 Nro ACTIVO:0268 MARCA:HEALT O METER MODELO:597KL	VALENCIA(URGENCIAS CONSULTORIO 2)	Trimestral		REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO DE PARED SERIAL: 170240535 Nro ACTIVO: MARCA:RIESTER MODELO:BIG BEN QUARE	VALENCIA(URGENCIAS CONSULTORIO 3)	Trimestral		REVISION GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REVISION DE S ISTEMA MECANICO, REVISION DE SENSORES DE OCLUSION, REVISION DE MOTOR, REVISION DE PULSADORES, REVISION DE ALARMAS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION
EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS SERIAL: HSCJUR3 Nro ACTIVO:0278 MARCA:WELCH ALLYN MODELO:777 WALL TRANSFORMER	VALENCIA(URGENCIAS CONSULTORIO 3)	Trimestral		REVISION GENERAL • REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO • REVISION DE MANGO PORTA BATERIAS • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE BATERIAS • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL SERIAL: 304133-M14906720041 Nro ACTIVO: MARCA:EDAN MODELO:SONOTRAX	PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL(CONSULTA EXTERNA)	Trimestral	2024-01-18	• REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BATERIA Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE TRANSDUCTOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR
TENSIOMETRO ADULTO	PUESTO DE SALUD SAN	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION •

SERIAL: 151217115629 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:TYCOS	RAFAEL(CONSULTA EXTERNA)			REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS SERIAL: HSCJSR-01 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:13010	PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL(CONSULTA EXTERNA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO • REVISION DE MANGO PORTA BATERIAS • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE BATERIAS • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA PEDIATRICA SERIAL: HSCJN-02 Nro ACTIVO: MARCA:TENSOMED MODELO:ACS-20B-YE	PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL(CONSULTA EXTERNA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA ELECTRO-MECANICO • REVISION DE DISPLAY • REVISION DE BATERIAS • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA CON TALLIMETRO SERIAL: 4020035120 Nro ACTIVO: MARCA:HEALTH O METER MODELO:200KG	PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL(CONSULTA EXTERNA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA PEDIATRICA SERIAL: 956.05 Nro ACTIVO: MARCA: MODELO:BY80	PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL(CONSULTA EXTERNA)	Trimestral		REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLOGICA SERIAL: HSCJ99 Nro ACTIVO: MARCA:KROMADENT MODELO:HIDRAHULICA	PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL(ODONTOLOGIA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE MÓDULO • REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE MOTOR DE SILLON • REVISION DE VALVULAS DE AIRE, DE AGUA, CLIPER • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE LAMPARA DE LUZ FRIA • REVISION DE ESCUPIDERA • REVISION DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE • REVIISON DE JERINGA TRIPLE • REVISION DE HOLDERS • REVISION DE PIESA DE ALTA VELOCIDAD (PIEZA DE MANO) • REVISION DE PIEZA DE BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR) • REVISION DE COMPRESOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	VALENCIA(AMBULANCIA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA LCD • REVISION DE

SERIAL: 31875-M11702320030 Nro ACTIVO: MARCA:EDAN MODELO:SE-1				TECLADO DE FUNCIONES • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE IMPRESORA TERMICA • REVISION Y LIMPIEZA DE SENSOR DE PAPEL • REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS • REVISION DE BATERIA RECARGABLE • REVISION DE CABLE DE 10 DERIVADAS CON SUS CHUPAS Y PINZAS • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR DE PACIENTE
MONITOR DE SIGNOS VITALES SERIAL: CC-38126635 Nro ACTIVO: MARCA:MINDRAY MODELO:MEC-1200	VALENCIA(AMBULANCIA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA LCD • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS • REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG • REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR PORTATIL SERIAL: X14A648945 Nro ACTIVO: MARCA:ZOLL MODELO:AED PLUS	VALENCIA(AMBULANCIA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA LCD • REVISION DE CARCAZA • LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE ELECTRODOS DE DESCARGA • CARGUE Y DESCARGUE EN JULIOS POR EMDIO DE ANALIZADOR DE DESFIBRILADOR • REVISION DE BATERIAS RECARGABLES • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR DE SECRECIONES SERIAL: HSCJ-A202-1 Nro ACTIVO:0518 MARCA:SMAF MODELO:SXT-5A	VALENCIA(AMBULANCIA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION • REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE • REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO • REVISION DE MANOMETRO DE VACIO • PRUEBA DE FUGAS • REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO SERIAL: HSCJ-A202-2 Nro ACTIVO: MARCA:ADC MODELO:CONVENCIONAL	VALENCIA(AMBULANCIA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE JUEGO DE VALVAS • REVISION DE MANGO PORTA BATERIA • REVISION DE BATERIAS • LIMPIEZA GENERAL
BASCULA CON TALLIMETRO SERIAL: 4020035189 Nro ACTIVO:0436 MARCA:HEALTH O METER MODELO:402K	VALENCIA(AMBULANCIA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA CON TALLIMETRO SERIAL: 4020074113 Nro ACTIVO:0427	VALENCIA(AMBULANCIA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE

MARCA:HEALTH O METER MODELO:402K				FUNCIONAMIENTO
BASCULA CON TALLIMETRO SERIAL: 4020046734 Nro ACTIVO:0290 MARCA:HEALTH O METER MODELO:402K	VALENCIA(AMBULANCIA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA CON TALLIMETRO SERIAL: E10911-0056 Nro ACTIVO:0290 MARCA:DETECTO MODELO:339	VALENCIA(AMBULANCIA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA CON TALLIMETRO SERIAL: HSCJCE-03 Nro ACTIVO: MARCA:DETECTO MODELO:200KG	VALENCIA(AMBULANCIA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR DE SIGNOS VITALES SERIAL: CC-1A120321 Nro ACTIVO: MARCA:MINDRAY MODELO:MEC-1200	VALENCIA(AMBULANCIA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA LCD • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS • REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG • REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR DE SECRECIONES SERIAL: HSCJ-A02 Nro ACTIVO:0339 MARCA:SMAF MODELO:SXT-5A	VALENCIA(AMBULANCIA)	Trimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION • REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE • REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO • REVISION DE MANOMETRO DE VACIO • PRUEBA DE FUGAS • REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL SERIAL: PA227493 Nro ACTIVO: MARCA:VOYAGER MODELO:PORTATIL	PUESTO DE SALUD SANTO DOMINGO(ODONTOLOGIA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE MALETA • REVISION DE MOTOR ELÉCTRICO GENERADOR DE AIRE COMPRESOR PORTATIL • REVISION DE VALVULAS DE AIRE, DE AGUA, CLIPER • REVISION DE PEDAL ELÉCTRICO Y CABLE DE PODER • REVISION DE LAMPARA DE LUZ FRIA • REVISION DE ESCUPIDERA • REVISION DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE • REVISION DE JERINGA TRIPLE • REVISION DE HOLDERS • REVISION DE PIESA DE ALTA VELOCIDAD (PIEZA DE MANO) • REVISION DE PIEZA DE BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR) •

COMPRESOR SERIAL: 0003569913 Nro ACTIVO: MARCA: SCHULZ MODELO: CSD 5	VALENCIA(ODONTOLOGIA)	Semestral	LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO • REVISION GENERAL • REVISION DE FILTROS DE AIRE • REVISION DE PISTONES, ANILLOS, BIELAS Y BALINERAS • REVISION DE MOTOR ELECTRICO • REVISION DE TANQUE RECOLECTOR DE AIRE • REVISION DE CABLE DE PODER Y RED ELECTRICA • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA DE FOTOCURADO SERIAL: L1980842BC Nro ACTIVO: MARCA: CURING LIGHT MODELO: B CURE	VALENCIA(ODONTOLOGIA)	Semestral	• REVISION GENERAL • REVISION DE FILTRO • REVISION DE FIBRA OPTICA • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE TEMPORIZADOR - TIMER • REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA • REVISION DE CABLE DE PODER • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO SERIAL: 24241 Nro ACTIVO: MARCA: HALTHEN MODELO: TTH-002	VALENCIA(LABORATORIO)	Semestral	• REVISION GENERAL • REVISION DE DISPLAY • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BATERIAS • REVISION DE BOTONES SELECTORES • REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA • VERIFICACION DE CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR DE SECRECIONES SERIAL: 00228 Nro ACTIVO: MARCA: PULMO-MED MODELO: 7E-A	VALENCIA(SALA IRA)	Trimestral	REVISION GENERAL • REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION • REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE • REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO • REVISION DE MANOMETRO DE VACIO • PRUEBA DE FUGAS • REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRASONIDO SERIAL: T9030-2 Nro ACTIVO: MARCA: CHATTANOOGA MODELO: CH2777	VALENCIA(FISIOTERAPIA)		REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BATERIA Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE TRANSDUCTOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR
EJERCITADOR MAGNETICO SERIAL: T18000850-2 Nro ACTIVO: MARCA: INTERFISICA MODELO: F318025	VALENCIA(FISIOTERAPIA)		REVISION GENERAL, REVISION SISTEMA MECANICO LIMPIEZA GENERAL LUBRICACION GENERAL
BICICLETA ESTATICA SERIAL: HSCJVF-01 Nro ACTIVO:	VALENCIA(FISIOTERAPIA)		REVISION GENERAL, REVISION SISTEMA MECANICO, LUBRICACION GENERAL, LIMPIEZA GENERAL PRUEBA DE FUNCIONAMINETO

MARCA:PRECOR MODELO:RBK 635				
NEBULIZADOR SERIAL: D7013938 Nro ACTIVO: MARCA:DEVILBISS MODELO:5650D	VALENCIA(FISIOTERAPIA)	Trimestral	2024-01-07	• REVISION GENERAL • REVISION DE FILTRO • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y BOMBA DE AIRE • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE SWICH ON / OFF • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BAÑO DE PARAFINA SERIAL: HSCJ-F-02 Nro ACTIVO: MARCA:THERABATH MODELO:PA-2293	VALENCIA(FISIOTERAPIA)	Trimestral	2024-01-03	• REVISION GENERAL • REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA • REVISION DE CABLE DE PODER • REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA • REVISION DE TANQUE PORTA PARAFINA • REVISION DE SWICH ON/OFF • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
HIDROCOLLECTOR SERIAL: T8314C Nro ACTIVO: MARCA:CHATTANOOGA MODELO:2302	VALENCIA(FISIOTERAPIA)	Trimestral	2024-01-03	• REVISION GENERAL • REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMERGIBLE • REVISION DE CABLE DE PODER • REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA • REVISION DE SWICH ON/OFF • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENS SERIAL: 52472 Nro ACTIVO: MARCA:CHATTANOOGA MODELO:1981	VALENCIA(FISIOTERAPIA)	Trimestral	2024-01-07	• REVISIÓN GENERAL • REVISIÓN DE BATERÍA • REVISIÓN DE ELECTRODOS • REVISIÓN DE SELECTOR DE PULSO • REVISION DE SELECTOR DE FRECUENCIA • REVISIÓN DE SELECTOR DE TIEMPO • REVISIÓN DE SELECTOR DE INTENSIDAD • REVISIÓN DE PUERTOS DE SALIDA DE ELECTRODOS • LIMPIEZA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENS SERIAL: 52578 Nro ACTIVO: MARCA:CHATTANOOGA MODELO:1981	VALENCIA(FISIOTERAPIA)	Trimestral	2024-01-07	• REVISIÓN GENERAL • REVISIÓN DE ELECTRODOS • REVISIÓN DE SELECTOR DE PULSO • REVISION DE SELECTOR DE FRECUENCIA • REVISIÓN DE SELECTOR DE TIEMPO • REVISIÓN DE SELECTOR DE INTENSIDAD • REVISIÓN DE PUERTOS DE SALIDA DE ELECTRODOS • LIMPIEZA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MASAJEADOR ULTRASONIDO SERIAL: 16006086 Nro ACTIVO: MARCA:KUP MODELO:KUP-200	VALENCIA(FISIOTERAPIA)	Trimestral	2024-01-03	• REVISIÓN GENERAL • REVISIÓN DE CABLE DE PODER // BATERIAS • REVISIÓN DE GENERADOR DE MOVIMIENTOS • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SIERRA CORTA YESO	VALENCIA(IMAGENOLOGIA)	Trimestral	2024-01-09	• REVISIÓN GENERAL • REVISIÓN DE CABLE DE PODER • REVISIÓN

SERIAL: 32969 Nro ACTIVO: MARCA:MARTIN CUTTER MODELO:4183-106				DE GENERADOR DE MOVIMIENTOS O TRANSFORMADOR • REVISIÓN DE SIERRA O DISCO CORTADOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X SERIAL: ABA1840274 Nro ACTIVO: MARCA:RTR MODELO:MCR TEC-RAD	VALENCIA(IMAGENOLOGIA)	Trimestral	2024-01-09	• REVISIÓN GENERAL • REVISIÓN DE COLIMADOR • REVISIÓN DE BOMBILLO • REVISIÓN DE DISPARADOR • REVISIÓN DE FRENOS • REVISIÓN DE CONTROL DE DISPARO • REVISIÓN DE TUBO DE RX • LIMPIEZA GENERAL
TENSIOMETRO ADULTO SERIAL: 1603111 Nro ACTIVO: MARCA:GMD DIAGNOSTIC MODELO:MANUAL	VALENCIA(HOSPITALIZACION)	Trimestral	2024-01-03	• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO SERIAL: HSCJ-H05 Nro ACTIVO: MARCA:ADC MODELO:CONVENCIONAL	VALENCIA(HOSPITALIZACION)	Trimestral	2024-01-03	• REVISION GENERAL • REVISION DE JUEGO DE VALVAS • REVISION DE MANGO PORTA BATERIA • REVISION DE BATERIAS • LIMPIEZA GENERAL
GLUCOMETRO SERIAL: GC16240954 Nro ACTIVO: MARCA:ACCU-CHEK MODELO:ACTIVE GC	VALENCIA(HOSPITALIZACION)	Trimestral	2024-01-03	• REVISIÓN GENERAL • REVISIÓN DE PUERTO DE ENTRADA DE TIRILLAS • REVISIÓN DE BATERÍA • REVISIÓN DE DISPALY • REVISIÓN DE TECLADO • LIMPIEZA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO PEDIATRICO SERIAL: HSCJ-H06 Nro ACTIVO: MARCA:WHT & TC MODELO:MANUAL	VALENCIA(HOSPITALIZACION)	Trimestral	2024-01-03	• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO SERIAL: GM0409492 Nro ACTIVO: MARCA:GREN TECH MODELO:HTC-2	VALENCIA(HOSPITALIZACION)	Trimestral	2024-01-03	• REVISION GENERAL • REVISION DE DISPLAY • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BATERIAS • REVISION DE BOTONES SELECTORES • REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA • VERIFICACION DE CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

BOMBA DE INFUSION SERIAL: 601015090821 Nro ACTIVO: MARCA:MEDCAPTAIN MODELO:SYS6010	VALENCIA(HOSPITALIZACION)	Trimestral	2024-01-03	REVISION GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REVISION DE S ISTEMA MECANICO, REVISION DE SENSORES DE OCLUSION, REVISION DE MOTOR, REVISION DE PULSADORES, REVISION DE ALARMAS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION
BOMBA DE INFUSION SERIAL: 70400196 Nro ACTIVO: MARCA:SK MODELO:SK-600II	VALENCIA(HOSPITALIZACION)	Trimestral	2024-01-03	REVISION GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REVISION DE S ISTEMA MECANICO, REVISION DE SENSORES DE OCLUSION, REVISION DE MOTOR, REVISION DE PULSADORES, REVISION DE ALARMAS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION
TENSIOMETRO DE PARED SERIAL: 170240541 Nro ACTIVO: MARCA:RIESTER MODELO:BIG BEN QUARE	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°4)	Trimestral	2024-01-18	• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS SERIAL: 17346 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:GS777 TRANSFORMER	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°4)	Trimestral	2024-01-18	• REVISION GENERAL • REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO • REVISION DE MANGO PORTA BATERIAS • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE BATERIAS • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO ADULTO SERIAL: 21101123 Nro ACTIVO: MARCA:GMD MODELO:MANUAL	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA N°2)	Trimestral	2024-01-18	• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO DE PARED SERIAL: 160242299 Nro ACTIVO: MARCA:RIESTER MODELO:BIG BEN ROUND	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°5)	Trimestral	2024-01-18	• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS SERIAL: 17345	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°5)	Trimestral	2024-01-18	• REVISION GENERAL • REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO • REVISION DE MANGO PORTA BATERIAS • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE BATERIAS • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:GS777 TRANSFORMER				
TENSIOMETRO DE PARED SERIAL: 160242317 Nro ACTIVO: MARCA:RIESTER MODELO:BIG BEN ROUND	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°1)	Trimestral	2024-01-18	• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL SERIAL: 5971009451 Nro ACTIVO: MARCA:HEALTH O METER MODELO:597KL	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°1)	Trimestral	2024-01-18	REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO ADULTO SERIAL: 1972498 Nro ACTIVO: MARCA:PRESTIGE MEDICAL MODELO:MANUAL	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA PYM N°1)	Trimestral	2024-01-18	• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS SERIAL: 000593 Nro ACTIVO:0426 MARCA:RIESTER MODELO:RI-FORMER	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°2)	Trimestral	2024-01-18	• REVISION GENERAL • REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO • REVISION DE MANGO PORTA BATERIAS • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE BATERIAS • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL SERIAL: 304133-M14906720041 Nro ACTIVO: MARCA:EDAN MODELO:SONOTRAX BASIC A	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°2)	Trimestral	2024-01-09	• REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BATERIA Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE TRANSDUCTOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR
BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL SERIAL: 5971009510 Nro ACTIVO: MARCA:HEALTH O METER MODELO:597KL	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°2)	Trimestral	2024-01-18	REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

TENSIOMETRO DE PARED SERIAL: 160242317 Nro ACTIVO: MARCA:RIESTER MODELO:BIG BEN ROUND	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA N°2)	Trimestral	2024-01-09	• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS SERIAL: 17341 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:GS777 TRANSFORMER	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA N°2)	Trimestral	2024-01-18	• REVISION GENERAL • REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO • REVISION DE MANGO PORTA BATERIAS • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE BATERIAS • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA PIELITICA DE EXAMEN SERIAL: HSCJCE-01 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:GS-300	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°2)	Trimestral	2024-01-18	• REVISION GENERAL • REVISION DE FILTRO • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE SELECTOR DE INTENSIDAD LUMINICA • REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO DE PARED SERIAL: 170310213 Nro ACTIVO: MARCA:RIESTER MODELO:BIG BEN QUARE	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°2)	Trimestral	2024-01-18	• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL SERIAL: 5971009336 Nro ACTIVO: MARCA:HEALTH O METER MODELO:597KL	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA PYM N°1)	Trimestral	2024-01-18	REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO PEDIATRICO SERIAL: 1123425 Nro ACTIVO: MARCA:LORD MODELO:MANUAL	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA PYM N°1)	Trimestral	2024-01-18	• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO DE PARED SERIAL: 160242306 Nro ACTIVO:	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°5)	Trimestral	2024-01-18	• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

MARCA:RIESTER MODELO:BIG BEN QUARE				
BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL SERIAL: 5971009486 Nro ACTIVO: MARCA:HEALTH O METER MODELO:597KL	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°4)			REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA PIELITICA DE EXAMEN SERIAL: HSCJCELP-02 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:GS-300	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°4)			REVISION GENERAL • REVISION DE FILTRO • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE SELECTOR DE INTENSIDAD LUMINICA • REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO ADULTO SERIAL: HSCHG-02 Nro ACTIVO: MARCA:ALPK2 MODELO:MANUAL	PUESTO DE SALUD GUADUAL(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA CON TALLIMETRO SERIAL: 1231501050014 Nro ACTIVO: MARCA:TENSOMED MODELO:200KG	PUESTO DE SALUD GUADUAL(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GLUCOMETRO SERIAL: M06528813 Nro ACTIVO: MARCA:NIPRO MODELO:TRUE RESULT	PUESTO DE SALUD GUADUAL(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISIÓN GENERAL • REVISIÓN DE PUERTO DE ENTRADA DE TIRILLAS • REVISIÓN DE BATERÍA • REVISIÓN DE DISPALY • REVISIÓN DE TECLADO • LIMPIEZA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL SERIAL: 304133-M14701200035 Nro ACTIVO: MARCA:EDAN MODELO:SONOTRAX BASIC A	PUESTO DE SALUD GUADUAL(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BATERIA Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE TRANSDUCTOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR
BASCULA PEDIATRICA	PUESTO DE SALUD	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO •

SERIAL: HSCJG-01 Nro ACTIVO: MARCA:DETECTO MODELO:MECANICA	GUADUAL(CONSULTA EXTERNA)			LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA CON TALLIMETRO SERIAL: 4020035376 Nro ACTIVO: MARCA:HEALTH O METER MODELO:200KG	PUESTO DE SALUD GUADUAL(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO ADULTO SERIAL: 13105825 Nro ACTIVO: MARCA:GMD DIAGNOSTIC MODELO:GMD50-RP-ST3	PUESTO DE SALUD GUADUAL(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLOGICA SERIAL: 6830 Nro ACTIVO: MARCA:KROMADENT MODELO:BASE FIJA	PUESTO DE SALUD GUADUAL(ODONTOLOGIA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE MÓDULO • REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE MOTOR DE SILLON • REVISION DE VALVULAS DE AIRE, DE AGUA, CLIPER • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE LAMPARA DE LUZ FRIA • REVISION DE ESCUPIDERA • REVISION DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE • REVISION DE JERINGA TRIPLE • REVISION DE HOLDERS • REVISION DE PIEZA DE ALTA VELOCIDAD (PIEZA DE MANO) • REVISION DE PIEZA DE BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR) • REVISION DE COMPRESOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GLUCOMETRO SERIAL: M06528812 Nro ACTIVO: MARCA:NIPRO MODELO:TRUE RESULT	PUESTO DE SALUD JARAGUAY(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISIÓN GENERAL • REVISIÓN DE PUERTO DE ENTRADA DE TIRILLAS • REVISIÓN DE BATERÍA • REVISIÓN DE DISPALY • REVISIÓN DE TECLADO • LIMPIEZA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS SERIAL: HSCJJ-01 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:13010	PUESTO DE SALUD JARAGUAY(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO • REVISION DE MANGO PORTA BATERIAS • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE BATERIAS • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA CON TALLIMETRO	PUESTO DE SALUD	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO •

SERIAL: 4020035358 Nro ACTIVO: MARCA:HEALTH O METER MODELO:200KG	JARAGUAY(CONSULTA EXTERNA)		LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO ADULTO SERIAL: 140513133537 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:TYCOS	PUESTO DE SALUD JARAGUAY(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral	• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO ADULTO SERIAL: 110228173021 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:TYCOS	PUESTO DE SALUD JARAGUAY(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral	• REVISION GENERAL • REVISION DE PERA DE INSUFLACION • REVISION DE BRAZALETE • REVISION DE VALVULA DE AIRE • REVISION DE MANOMETRO DE PRESION • CALIBRACION • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL SERIAL: 304133-M14701200034 Nro ACTIVO: MARCA:EDAN MODELO:SONOTRAX	PUESTO DE SALUD JARAGUAY(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral	• REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BATERIA Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE TRANSDUCTOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR
UNIDAD ODONTOLOGICA SERIAL: HSCJOPJSJ-01 Nro ACTIVO: MARCA:KROMADENT MODELO:BASE FIJA	PUESTO DE SALUD JARAGUAY(ODONTOLOGIA)	Cuatrimestral	• REVISION GENERAL • REVISION DE MÓDULO • REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE MOTOR DE SILLON • REVISION DE VALVULAS DE AIRE, DE AGUA, CLIPER • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE LAMPARA DE LUZ FRIA • REVISION DE ESCUPIDERA • REVISION DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE • REVIISON DE JERINGA TRIPLE • REVISION DE HOLDERS • REVISION DE PIESA DE ALTA VELOCIDAD (PIEZA DE MANO) • REVISION DE PIEZA DE BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR) • REVISION DE COMPRESOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL SERIAL: 304133-M14701200039 Nro ACTIVO: MARCA:EDAN MODELO:SONOTRAX	PUESTO DE SALUD NUBES(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral	• REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BATERIA Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE TRANSDUCTOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR
BASCULA CON TALLIMETRO SERIAL: 4020041787	PUESTO DE SALUD NUBES(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral	• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE

Nro ACTIVO: MARCA:HEALTH O METER MODELO:200KG				FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS SERIAL: HSCJN-01 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:13010	PUESTO DE SALUD NUBES(CONSULTA EXTERNA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO • REVISION DE MANGO PORTA BATERIAS • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE BATERIAS • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLOGICA SERIAL: HSCJOPSN-01 Nro ACTIVO: MARCA:KROMADENT MODELO:BASE FIJA	PUESTO DE SALUD NUBES(ODONTOLOGIA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE MÓDULO • REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE MOTOR DE SILLON • REVISION DE VALVULAS DE AIRE, DE AGUA, CLIPER • REVISION DE CABLE DE PODER • REVISION DE LAMPARA DE LUZ FRIA • REVISION DE ESCUPIDERA • REVISION DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE • REVISION DE JERINGA TRIPLE • REVISION DE HOLDERS • REVISION DE PIESA DE ALTA VELOCIDAD (PIEZA DE MANO) • REVISION DE PIEZA DE BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR) • REVISION DE COMPRESOR • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO v
COMPRESOR SERIAL: 080400187391 Nro ACTIVO: MARCA:THOMAS MODELO:2660CE32	PUESTO DE SALUD NUBES(ODONTOLOGIA)	Cuatrimestral		• REVISION GENERAL • REVISION DE FILTROS DE AIRE • RESVISION DE PISTONES, ANILLOS, BIELAS Y BALINERAS • REVISION DE MOTOR ELECTRICO • REVISION DE TANQUE RECOLECTOR DE AIRE • REVISION DE CABLE DE PODER Y RED ELECTRICA • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA CON TALLIMETRO SERIAL: 4020046619 Nro ACTIVO:0443 MARCA:HEALTH O METER MODELO:402K	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO)	Trimestral	2024-01-09	• REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO • LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS SERIAL: 000559 Nro ACTIVO: MARCA:RIESTER MODELO:RI-FORMER	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO)	Trimestral	2024-01-18	• REVISION GENERAL • REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO • REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE CABLE DE PODER - • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL	VALENCIA(CONSULTA	Trimestral	2024-01-18	REVISION GENERAL • REVISION DE SISTEMA MECANICO •

SERIAL: 597T009431 Nro ACTIVO: MARCA:HEALTH O METER MODELO:597KL	EXTERNA CONSULTORIO ROSADO)			LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO • CALIBRACION CON PESAS PATRONES • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA PIELITICA DE EXAMEN SERIAL: HSCJCELP-03 Nro ACTIVO: MARCA:WELCH ALLYN MODELO:GS-300	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO)	Trimestral	2024-01-18	REVISION GENERAL • REVISION DE FILTRO • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BOMBILLOS • REVISION DE SELECTOR DE INTENSIDAD LUMINICA • REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECOGRAFO SERIAL: CJ1-86000053 Nro ACTIVO: MARCA:MINDRAY MODELO:DC-70	VALENCIA(CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO)	Trimestral	2024-01-18	REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA • REVISION DE TECLADO • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS • REVISION DE TRANSDUCTORES • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR
REFRIGERADOR PARA VACUNAS SERIAL: 2008030-3372 Nro ACTIVO: MARCA:VESTFROST MODELO:MK 304	VALENCIA(VACUNACION)	Trimestral	2024-01-18	REVISION GENERAL REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA REVISION DE PUERTA Y EMPAQUE REVISION DE SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA REVISION DE UNIDAD CONDENSADORA VERIFICACION DE CONSERVACION DE FRIO CON DATALOGGER LIMPIEZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR PARA VACUNAS SERIAL: 20094473133 Nro ACTIVO: MARCA:VESTFROST MODELO:MK 304	VALENCIA(VACUNACION)			REVISION GENERAL REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA REVISION DE PUERTA Y EMPAQUE REVISION DE SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA REVISION DE UNIDAD CONDENSADORA VERIFICACION DE CONSERVACION DE FRIO CON DATALOGGER LIMPIEZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CONGELADOR SERIAL: 130214-01231 Nro ACTIVO: MARCA:CHALLENGER MODELO:CH-361	VALENCIA(VACUNACION)	Trimestral	2024-01-18	REVISION GENERAL REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA REVISION DE PUERTA Y EMPAQUE REVISION DE SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA REVISION DE UNIDAD CONDENSADORA VERIFICACION DE CONSERVACION DE FRIO CON DATALOGGER LIMPIEZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR PARA VACUNAS SERIAL: BE0G95EAS00QEM8C0005 Nro ACTIVO: MARCA:HAIER MODELO:HBC-260	VALENCIA(VACUNACION)	Bimestral		REVISION GENERAL REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA REVISION DE PUERTA Y EMPAQUE REVISION DE SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA REVISION DE UNIDAD CONDENSADORA VERIFICACION DE CONSERVACION DE FRIO CON DATALOGGER LIMPIEZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

BOMBA DE INFUSION SERIAL: 70400188 Nro ACTIVO: MARCA:SK MODELO:600II	VALENCIA(HOSPITALIZACION)	Trimestral	2024-01-03	REVISION GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REVISION DE S ISTEMA MECANICO, REVISION DE SENSORES DE OCLUSION, REVISION DE MOTOR, REVISION DE PULSADORES, REVISION DE ALARMAS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION
BOMBA DE INFUSION SERIAL: 70400193 Nro ACTIVO: MARCA:SK MODELO:600II	VALENCIA(HOSPITALIZACION)	Trimestral	2024-01-03	REVISION GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REVISION DE S ISTEMA MECANICO, REVISION DE SENSORES DE OCLUSION, REVISION DE MOTOR, REVISION DE PULSADORES, REVISION DE ALARMAS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION
BOMBA DE INFUSION SERIAL: 70400194 Nro ACTIVO: MARCA:SK MODELO:600II	VALENCIA(HOSPITALIZACION)			REVISION GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REVISION DE S ISTEMA MECANICO, REVISION DE SENSORES DE OCLUSION, REVISION DE MOTOR, REVISION DE PULSADORES, REVISION DE ALARMAS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION
BOMBA DE INFUSION SERIAL: 08B0219AS Nro ACTIVO: MARCA:NIPRO MODELO:SUREFUSION	VALENCIA(HOSPITALIZACION)	Trimestral	2024-01-15	REVISION GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REVISION DE S ISTEMA MECANICO, REVISION DE SENSORES DE OCLUSION, REVISION DE MOTOR, REVISION DE PULSADORES, REVISION DE ALARMAS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION
BOMBA DE INFUSION SERIAL: 08B0210AS Nro ACTIVO: MARCA:NIPRO MODELO:SUREFUSION	VALENCIA(HOSPITALIZACION)		2024-01-15	REVISION GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REVISION DE S ISTEMA MECANICO, REVISION DE SENSORES DE OCLUSION, REVISION DE MOTOR, REVISION DE PULSADORES, REVISION DE ALARMAS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION
BOMBA DE INFUSION SERIAL: 04008147 Nro ACTIVO: MARCA:HAWK MODELO:HAWK-I1	VALENCIA(HOSPITALIZACION)	Trimestral	2024-01-03	REVISION GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REVISION DE S ISTEMA MECANICO, REVISION DE SENSORES DE OCLUSION, REVISION DE MOTOR, REVISION DE PULSADORES, REVISION DE ALARMAS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION
BOMBA DE INFUSION SERIAL: 0496200422A02037 Nro ACTIVO: MARCA:SINO MEDICAL	VALENCIA(HOSPITALIZACION)	Trimestral	2024-01-03	REVISION GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, REVISION DE S ISTEMA MECANICO, REVISION DE SENSORES DE OCLUSION, REVISION DE MOTOR, REVISION DE PULSADORES, REVISION DE ALARMAS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION

MODELO:SN-1800V				
PULSOXIMETRO SERIAL: HSCJHP-01 Nro ACTIVO: MARCA:FINGERTIP MODELO:PORTATIL	VALENCIA(HOSPITALIZACION)	Trimestral	2024-01-03	• REVISION GENERAL • REVISION DE PANTALLA • REVISION DE CARCAZA • REVISION DE BATERIA Y CARGADOR • LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR